

医療用ボンベ2本を片手で運搬できます
Carry two medical cylinders with one hand

PAT.
D.PAT.



特徴 Feature

- 医療用ボンベ500L(細型)2本を片手で運搬できます。
 - ボンベが当たる部分にはすべてゴムパッキン付き、出し入れ時の音を軽減します。
 - 取手部分は手に優しいスポンジグリップ付。
 - オールステンレス製で耐食性に優れています。
 - ゴムパッキン・スポンジグリップ・脚用ゴムは交換可能です。
 - 転倒防止用金具を追加するとボンベスタンドとしてご使用頂けます。
- Allows two 500L (long "hosogata" type) medical cylinders to be carried with one hand.
 - Rubber-lined where in contact with cylinders, for quieter cylinder removal and replacement.
 - Sponge grip that is easy on the hands.
 - Made of all-stainless steel with superior corrosion resistance.
 - Rubber linings, sponge grip, and rubber feet are replaceable.
 - Attach anti-tip brace for use as cylinder stand.

仕様	● 材質: ステンレス ● 製品質量: 1.5kg
用途	● 医療用ボンベの運搬
納期	● 特注品・・・納期お問合せください

Specifications	● Material: Stainless steel ● Mass: 1.5kg
Specific use	● Transport of medical cylinders

現状は...
Now



- 片手に1本づつしか持てない。
- パルプ部分に手をひっかけ、誤噴射の恐れがある。
- 階段にボンベが当たらない様に腕を曲げて持つので、腕が疲れる。
- Only one at a time in each hand.
- Brushing valve with hand might discharge contents.
- Bending arms to avoid bumping cylinders on stairs tiring.

医療ボンベ運搬金具を使用すると...
With medical cylinder carry rack



- 片手に2本、両手で4本持てる。
- パルプ部分に手を触れることがなくなる。
- 腕を伸ばしたまま持てるので、腕への負担が減る。
- Four cylinders, two in each hand.
- No more hands brushing valves.
- Can be carried with arms extended and relaxed.

その他にも、このようなメリットが...
Plus these benefits

- ボンベ取出し時に金属音が出ない。
(足・底・ガード部はゴムでカバーしている)
- 自立するので、ボンベスタンドとしても使用できる。
※保管時には転倒防止用金具(オプション)が必要になります。
※在宅酸素療法用 FRP 容器には使用できません。
- No metal clanging when removing cylinders.
(Feet, bottoms, guards are covered in rubber)
- Free-standing, also serves as cylinder stand.
※Anti-tip brace (optional) required when storing.
※Not usable with FRP containers for domiciliary oxygen therapy.



酸素ボンベ
Oxygen cylinders



液化炭酸ガスボンベ
Liquefied carbon dioxide cylinders

バリエーション

キャスター付タイプ

3本タイプ



ご要望に合わせて製作することもできます。
詳細はお問合せください。

重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

STEPS
ステップ

スライド
レール