医療用ボンベ2本を片手で運搬できます Carry two medical cylinders with one hand



- 医療用ボンベ500L(細型)2本を片手で運搬できます。
- ボンベが当たる部分にはすべてゴムパッキン付き、 出し入れ時の音を軽減します。
- 取手部分は手に優しいスポンジグリップ付。
- オールステンレス製で耐食性に優れています。
- ゴムパッキン・スポンジグリップ・脚用ゴムは交換可 能です。
- 転倒防止用金具を追加するとボンベスタンドとして ご使用いただけます。
- Allows two 500L (long "hosogata" type) medical cylinders to be carried with one hand.
- Rubber-lined where in contact with cylinders, for quieter cylinder removal and replacement.
- Sponge grip that is easy on the hands.
- Made of all-stainless steel with superior corrosion resistance.
- Rubber linings, sponge grip, and rubber feet are replaceable.
- Attach anti-tip brace for use as cylinder stand.

仕様	材 質:ステンレス製品質量:1.5kg
用途	● 医療用ボンベの運搬
納期	● 特注品・・・納期お問合せください

Material: Stainless steel

Mass: 1.5kg

Specific use • Transport of medical cylinders

ペダル ロック

現状は… Now



- ●片手に1本づつしか持てない。
- ●バルブ部分に手をひっかけ、誤 噴射の恐れがある。
- ●階段にボンベが当たらない様 に腕を曲げて持つので、腕が
- Only one at a time in each hand.
- Brushing valve with hand might discharge contents.
- Bending arms to avoid bumping cylinders on stairs tiring.

医療ボンベ運搬金具を使用すると… With medical cylinder carry rack

- ●片手に2本、両手で4本持てる。
- ●バルブ部分に手を触れること がなくなる。
- ●腕を伸ばしたまま持てるので、 腕への負担が減る。
- Four cylinders, two in each hand.
- No more hands brushing valves.
- Can be carried with arms extended and relaxed.

その他にも、このようなメリットが… Plus these benefits

- ●ボンベ取出し時に金属音が出ない。 (足・底・ガード部はゴムでカバーしている)
- ●自立するので、ボンベスタンドとしても使用できる。 ※保管時には転倒防止用金具(オプション)が必要になります。 ※在宅酸素療法用 FRP 容器には使用できません。
- No metal clanging when removing cylinders. (Feet, bottoms, guards are covered in rubber)
- Free-standing, also serves as cylinder stand. **Anti-tip brace (optional) required when storing.
 **Not usable with FRP containers for domiciliary oxygen therapy.



Oxygen cylinders



液化炭酸ガスボンベ Liquefied carbon dioxide cylinders



総合 27 1620